


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Aplp1 ウサギ ポリクローナル抗体 - P51693

商品番号: CM0026913



前書き

ヒト APLP1（アミロイドβ前駆体様タンパク質1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。神経科学およびアポトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APLP1 ウサギ pAb
備考/別名	APLP; APLP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	333
遺伝子ID	333
免疫原	ヒト APLP1 (NP_005157.1) のアミノ酸285-490に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51693
タンパク質分子量	72kDa
輸送	保冷バッグ