

## ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Apoa1ウサギポリクローナル抗体 - P02647

商品番号: CM0014824



### 前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA用に検証済みの抗APOA1ウサギポリクローナル抗体。ヒトAPOA1を検出し、マウスおよびラットとの交差反応性あり。脂質代謝、動脈硬化、心血管疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                             |
|------------|-----------------------------------------------|
| 製品名        | APOA1 ウサギ pAb                                 |
| 備考/別名      | HPALP2; apo(a); APOA1                         |
| 種          | ヒト                                            |
| 遺伝子ID (ヒト) | 335                                           |
| 免疫原        | ヒトAPOA1のアミノ酸25-267を含む組換え融合タンパク質 (NP_000030.1) |
| 由来         | ウサギ                                           |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                     |
| 適用         | WB, IHC-P, ELISA                              |
| 交差反応性      | マウス、ラット                                       |
| SWISS      | P02647                                        |
| タンパク質分子量   | 28kDa                                         |
| 発送         | 保冷バッグ                                         |