

抗Apoa4ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P06727

商品番号: CM0028556



前書き

ヒトAPOA4を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。脂質代謝および心血管疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOA4 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	APOA4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	337
GeneID	337
免疫原	合成ペプチド ヒトAPOA4のアミノ酸227-396の配列に対応する合成ペプチド (NP_000473.2)
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06727
タンパク質重量	45kDa
配送	アイスバッグ