

Wb、Elisa用Anti-Apoa5ポリクローナル抗体 - Q6Q788

商品番号: CM0018252

前書き

ヒトAPOA5を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスAPOA5（トリグリセリド代謝の重要な調節因子）を認識します。脂質研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOA5 Rabbit pAb
備考/別名	RAP3; APOAV; APOA5
種	ヒト
遺伝子ID	116519 (Human)
免疫原	ヒトAPOA5 (NP_443200.2) のアミノ酸207-366に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6Q788
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋