


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Apobウサギポリクローナル抗体 - P04114

商品番号: CM0023089



前書き

ヒトAPOB（apoB-100/apoB-48）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのAPOBを検出します。脂質代謝、アテローム性動脈硬化症、心血管疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOBウサギpAb
備考／別名	FLDB; FCHL2; LDLCQ4; apoB-48; apoB-100
種	ヒト
GeneID（ヒト）	338
GeneID	338
免疫原	ヒトAPOB（NP_000375.3）のアミノ酸1890～2190に相当する配列を含む組換えタンパク質／組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04114
タンパク質分子量	516 kDa
輸送条件	保冷バッグ