


抗ApoBウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa） - P04114

商品番号: CM0018369



前書き

ヒトアポリポタンパク質B（ApoB）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットのApoBを認識し、タンパク質分子量は516 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ApoBウサギpAb
備考／別名	FLDB、FCHL2、LDLCQ4、apoB-48、apoB-100、ApoB
種	ヒト
GeneID（ヒト）	338
GeneID	338
免疫原	ヒトApoBのアミノ酸28～330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_000375.3）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04114
タンパク質分子量	516 kDa
発送	保冷バッグ