


WbおよびElisa用抗Apobec2ウサギPab - Q9Y235

商品番号: CM0020431



前書き

WBおよびELISAで検証済みのヒトAPOBEC2（ARP1/ARCD1）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピジェネティクスおよび筋生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOBEC2ウサギpAb
備考／別名	ARP1；ARCD1；APOBEC2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10930
遺伝子ID	10930
免疫原	ヒトAPOBEC2（NP_006780.1）のアミノ酸1～224に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y235
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ