

Anti-Apobec3A ウサギポリクローナル抗体、Wb・Elisa対応 - P31941

商品番号: CM0018449



前書き

ヒトAPOBEC3A（A3A）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）とELISAで使用可能です。抗ウイルス防御およびレトロトランスポゾン制御に関与する23

kDaのDNA編集酵素を認識します。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOBEC3A Rabbit pAb
備考・別名	A3A; ARP3; PHRBN; bK150C2.1; APOBEC3A
対象生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	200315
遺伝子ID	200315
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAPOBEC3A（NP_663745.1）のアミノ酸1-199番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P31941
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	氷袋梱包