


Wb用抗Apobec3Bモノクローナル抗体 - Q9Uh17

商品番号: CM0006634



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗APOBEC3Bウサギモノクローナル抗体。抗ウイルス自然免疫およびレトロトランスポゾン抑制に関与するDNAデアミナーゼであるヒトAPOBEC3Bと反応します。組換え免疫原（aa 120-220）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOBEC3B Rabbit mAb
備考/別名	A3B; ARP4; ARCD3; PHRBNL; APOBEC1L; bK150C2.2; DJ742C19.2; APOBEC3B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9582
遺伝子ID	9582
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UH17
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスバッグ