


Wb用抗Apobec3Cポリクローナル抗体 - Q9Nrww3

商品番号: CM0015399



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAでバリデーション済みの抗APOBEC3Cウサギポリクローナル抗体。レトロウイルスおよびレトロトランスポゾン制限するDNAシチジンデアミナーゼであるヒトAPOBEC3Cを検出します。抗ウイルス免疫およびエピジェネティック研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOBEC3CウサギpAb
備考/別名	A3C; PBI; ARP5; ARDC2; ARDC4; APOBEC1L; bK150C2.3; APOBEC3C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27350
免疫原	ヒトAPOBEC3C (NP_055323.2) のアミノ酸1〜190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NRW3
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ