

Anti-Apobec3G Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc16

商品番号: CM0013480



前書き

WB、IHC-

P、ELISA用に検証されたウサギポリクローナル抗APOBEC3G抗体。抗ウイルス活性を持つ46kDaのシチジンデアミナーゼを認識；ヒト、マウス、ラットと交差反応します。レトロウイルス制限研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOBEC3G Rabbit pAb
備考/別名	A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dJ494G10.1; APOBEC3G
種	ヒト
GeneID (ヒト)	60489
GeneID	60489
免疫原	ヒトAPOBEC3G (NP_068594.1) のアミノ酸60-330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HC16
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋