

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Apobec3Gウサギポリクローナル抗体 - Q9Hc16

商品番号: CM0017344



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質なウサギポリクローナル抗APOBEC3G抗体。HIV-

1やその他のレトロウイルスを抑制する自然免疫の主要因子である、ヒト、マウス、ラットのAPOBEC3Gを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOBEC3GウサギpAb
備考／別名	A3G; ARCD; ARP9; ARP-9; CEM15; CEM-15; MDS019; bK150C2.7; dJ494G10.1; APOBEC3G
種	ヒト
GeneID (ヒト)	60489
GeneID	60489
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HC16
タンパク質重量	46kDa
輸送	保冷バッグ