

Ihc-PおよびElisa用抗Apoc1ウサギポリクローナル抗体 - P02654

商品番号: CM0027119



前書き

ヒトアポリポタンパク質C-I (APOC1) に対するウサギポリクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAアプリケーションでの検証が完了しています。血漿脂質代謝の主要制御因子であるヒトおよびラットAPOC1を検出し、心血管疾患およびリポタンパク質研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOC1 ウサギpAb
別名	Apo-CI, ApoC-I, apo-CIB, apoC-IB, APOC1
対象種	ヒト
遺伝子ID	341
免疫原	ヒトAPOC1 (NP_001636.1) のアミノ酸1〜83番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P02654
タンパク質分子量	9kDa
輸送方法	保冷剤