


## Wb、If/Icc、Elisa用抗ApoEモノクローナル抗体 - P02649

商品番号: CM0009084



## 前書き

WB、IF/ICC、ELISA用として検証済みの高品質なウサギ抗APOEモノクローナル抗体。脂質輸送およびアルツハイマー病研究に關与するヒトAPOEタンパク質（36 kDa）を認識します。IVDおよび研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                             |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 製品名         | APOE Rabbit mAb                               |
| 備考/別名       | AD2, LPG, APO-E, ApoE4, LDLCQ5                |
| 種           | ヒト                                            |
| GeneID (ヒト) | 348                                           |
| GeneID      | 348                                           |
| 免疫原         | ヒトAPOE (NP_000032.1) のアミノ酸19-317に相当する組換えタンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                           |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                     |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                             |
| 交差反応性       | ヒト                                            |
| SWISS       | P02649                                        |
| タンパク質分子量    | 36kDa                                         |
| 配送          | 氷袋                                            |