


WbおよびElisa用 Anti-Apoe ウサギポリクローナル抗体 - P02649

商品番号: CM0024637



前書き

マウスApoeに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒトAPOEと交差反応します。脂質代謝、コレステロール輸送、および神経疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Apoe Rabbit pAb
備考/別名	Apo-E; Apoe
種	マウス
GeneID (ヒト)	348
GeneID	11816
免疫原	合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02649
タンパク質分子量	36 kDa
配送	氷袋