

Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗ApoEウサギポリクローナル抗体 - P02649

商品番号: CM0014701



前書き

WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みの抗APOEウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのAPOEと反応します。脂質代謝、アルツハイマー病、心血管、神経学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOEウサギpAb
備考／別名	AD2; LPG; APO-E; ApoE4; LDLCQ5; APOE
種	ヒト
GeneID	348
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAPOE（NP_000032.1）のアミノ酸41～307に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02649
タンパク質分子量	36 kDa
輸送条件	保冷バッグ