

## Wb、Elisa用 抗Apoer2/Lrp8 ウサギモノクローナル抗体 - Q14114

商品番号: CM0004609



## 前書き

ヒトApoER2/LRP8を標的とする高親和性ウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのLRP8を検出します。リリーシングナル伝達、神経発達、ウイルス侵入研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名        | ApoER2/LRP8 ウサギ mAb                                       |
| 備考/別名      | MCI1; LRP-8; APOER2; HSZ75190; ApoER2/LRP8                |
| 種          | ヒト                                                        |
| 遺伝子ID (ヒト) | 7804                                                      |
| 遺伝子ID      | 7804                                                      |
| 免疫原        | 合成ペプチド ヒトApoER2/LRP8 (Q14114) のアミノ酸864-963に対応する配列の合成ペプチド。 |
| 由来         | ウサギ                                                       |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                 |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                                 |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                |
| SWISS      | Q14114                                                    |
| タンパク質分子量   | 106kDa                                                    |
| 発送         | 保冷バッグ                                                     |