

Wb、If、Ihc、Elisa用 抗Apoer2/Lrp8 ウサギポリクローナル抗体 - Q14114

商品番号: CM0015479



前書き

ヒトApoER2/LRP8を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF、IHC、ELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性あり。Reelinシグナル伝達とウイルス侵入の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ApoER2/LRP8 ウサギ pAb
備考/別名	MCH1; LRP-8; APOER2; HSZ75190; ApoER2/LRP8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7804
GeneID	7804
免疫原	ヒトApoER2/LRP8 (NP_004622.2) のアミノ酸900からC末端に相当する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q14114
タンパク質分子量	106kDa
発送	保冷バッグ