


Wb、If/Icc、Elisa用抗ApoHウサギポリクローナル抗体 - P02749

商品番号: CM0013546



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みの高品質な抗APOHウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプル中の β 2-グリコプロテイン1 (Apo-H)を検出します。 β 2-グリコプロテイン1は重要な凝固調節因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOHウサギpAb
備考／別名	BG ; B2G1 ; B2GP1 ; APOH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	350
GeneID	350
免疫原	ヒトAPOH (NP_000033.2) のアミノ酸21〜345に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02749
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ