

Ihc-P、Elisa用抗Apol1ポリクローナル抗体 - O14791

商品番号: CM0031083



前書き

IHC-

PおよびELISAでバリデーションされたウサギポリクローナル抗APOL1抗体。ヒトおよびラットAPOL1（44 kDa）に反応します。脂質輸送、コレステロール代謝、およびトリパノゾーム溶解因子の機能を研究するために不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOL1 Rabbit pAb
備考/別名	APOL; APO-L; FSGS4; APOL-I; APOL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8542
遺伝子ID	8542
免疫原	ヒトAPOL1（NP_003652.2）のアミノ酸179-398に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O14791
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋