

Apol1に対するウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O14791

商品番号: CM0012273



前書き

ヒトAPOL1に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用に適しています。APOL1は脂質輸送とトリパノソーマ溶解に関与しており、代謝および感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APOL1 ウサギmAb
備考 / 別名	APOL; APO-L; FSGS4; APOL-I; APOL1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8542
GeneID	8542
免疫原	ヒトAPOL1 (O14791) のアミノ酸303～398番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14791
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	氷袋