


抗アポリポタンパク質A1/Apoa1モノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途） - P02647

商品番号: CM0005464



前書き

高品質な抗アポリポタンパク質A1/APOA1ウサギモノクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットを対象としたWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。コレステロール代謝、脂質輸送、心血管疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アポリポタンパク質A1/APOA1 ウサギmAb
備考/別名	HPALP2; apo(a); アポリポタンパク質A1/APOA1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	335
GeneID	335
免疫原	組換えタンパク質 ヒトアポリポタンパク質A1/APOA1（NP_000030.1）のアミノ酸25～267番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02647
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	氷袋