

抗アポリポタンパク質A2 ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P02652

商品番号: CM0014641

前書き

ヒトアポリポタンパク質A2（ApoA-II）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞化学、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。HDL代謝、脂質輸送、心血管疾患の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アポリポタンパク質A2 ウサギpAb
備考/別名	apoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoprotein A2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	336
GeneID	336
免疫原	合成ペプチド ヒトアポリポタンパク質A2 (NP_001634.1) のアミノ酸1〜100番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02652
タンパク質分子量	17kDa
発送方法	保冷剤梱包