

Wb、If-P、Elisa用抗アポリポタンパク質A2ウサギモノクローナル抗体 - P02652

商品番号: CM0009060

前書き

ヒトアポリポタンパク質A2 (apoA-II) を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットのApoA2を検出します。ApoA2は脂質輸送および代謝に関与する主要なHDLアポリポタンパク質であり、本抗体は心血管および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アポリポタンパク質A2ウサギmAb
備考／別名	apoAII; Apo-AII; ApoA-II; アポリポタンパク質A2
種	ヒト
GeneID	336
免疫原	ヒトアポリポタンパク質A2 (NP_001634.1) のアミノ酸1～110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02652
タンパク質分子量	17 kDa
輸送	保冷バッグ