


Wb・Elisa用 抗アポリポタンパク質B（ApoB）モノクローナル抗体 - P04114

商品番号: CM0008118



前書き

ラットと交差反応性を示す、WBおよびELISAで検証済みのウサギ由来ApoBモノクローナル抗体です。受容体結合とコレステロール輸送を媒介する主要なLDLタンパク質であるヒトApoB（516 kDa）を認識します。心血管研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ApoB ウサギmAb
備考／別名	FLDB; FCHL2; LDLCQ4; apoB-48; apoB-100; ApoB
対象種	ヒト
遺伝子ID	338
免疫原	ヒトApoB（P04114）のアミノ酸50～150番領域の合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P04114
タンパク質分子量	516 kDa
輸送方法	氷袋