


Wb、If、Ihc、Elisa用 抗アポリポタンパク質C3 ポリクローナル抗体 - P02656

商品番号: CM0017647



前書き

ウサギ由来

ヒトアポリポタンパク質C3（APOC3）に対するポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。脂質代謝および心血管研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アポリポタンパク質C3 ウサギpAb
備考/別名	Apo-C3; ApoC-3; APOCIII; Apolipoprotein C3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	345
遺伝子ID	345
免疫原	ヒトアポリポタンパク質C3 (NP_000031.1) のアミノ酸1-99番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02656
タンパク質分子量	11kDa
発送方法	保冷剤