


Ihc-PおよびElisa用抗アポリポタンパク質D (Apod) ポリクローナル抗体 - P05090

商品番号: CM0019262



前書き

ヒトアポリポタンパク質D (APOD)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-
PおよびELISAで検証済み。脂質輸送、リポタンパク
質代謝、および神経疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	APOD Rabbit pAb
備考/別名	APOD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	347
GeneID	347
免疫原	ヒトAPOD (NP_001638.1) のアミノ酸21-189に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P05090
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋