


抗アポリポ蛋白E (ApoE) ウサギポリクローナル抗体 For Wb - P08226

商品番号: CM0030477



前書き

マウスアポリポ蛋白E

(ApoE)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。脂質代謝および心血管研究に最適です。

。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ApoE Rabbit pAb
備考/別名	Apo-E
種	マウス
GeneID (ヒト)	348
GeneID	11816
免疫原	マウスApoE (NP_033826.2) のアミノ酸20-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P08226
タンパク質分子量	36 kDa
輸送	アイスパック