

抗アポリポタンパク質M（ApoM）ラビットモノクローナル抗体（Elisa、If/Icc用） - O95445

商品番号: CM0011080



前書き

ELISA、IF/ICC、およびIF-Pで検証済みの高品質なラビットモノクローナル抗アポリポタンパク質M（ApoM）抗体。分泌型脂質輸送タンパク質であるヒトApoMを認識し、心血管および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ApoM Rabbit mAb
備考/別名	G3a; NG20; apo-M; HSPC336; ApoM
種	ヒト
遺伝子ID	55937
免疫原	合成ペプチド：ヒトApoM（O95445）のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95445
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋