

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗ApoMポリクローナル抗体 - O95445

商品番号: CM0026531



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのApoMウサギpAb。
ヒト、マウス、ラットのApoMを認識。ヒトApoMの
アミノ酸22-

188に対応する組換え免疫原。脂質輸送研究に適して
います。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ApoMウサギpAb
備考/別名	G3a; NG20; apo-M; HSPC336; ApoM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55937
GeneID	55937
免疫原	組換えタンパク質 ヒトApoM (NP_061974.2)のアミノ酸22-188に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95445
タンパク質分子量	21kDa
輸送	氷袋