


Anti-App (アミロイドベータ前駆体タンパク質) ウサギモノクローナル抗体 [Ko検証済み] Wb、Ip、If、Ihc-P、Elisa用 - P05067

商品番号: CM0003246



前書き

ヒトAPP（アミノ酸671-770）を標的とするKO検証済みのウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。アルツハイマー病および神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] APP ウサギ mAb
備考/別名	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; PP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	351
GeneID	351
免疫原	合成ペプチド ヒトAPP (P05067) のアミノ酸671-770内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05067
タンパク質分子量	87kDa
配送	アイスバッグ