


Wb、If/Icc、Elisa用抗Appウサギポリクローナル抗体 - P05067

商品番号: CM0017078



前書き

ヒトアミロイドβ前駆体タンパク質（APP）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いた神経変性研究に最適です。SWISS: P05067。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APPウサギpAb
備考／別名	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; APP
種	ヒト、マウス、ラット
GeneID（ヒト）	351
GeneID	351
免疫原	ヒトAPP（NP_000475.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05067
タンパク質分子量	87kDa
発送	保冷バッグ