


抗Appウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み） Wb、Elisa用 - P05067

商品番号: CM0023697



前書き

ヒトAPPに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション
向けにKO検証済み。全長APPおよびアミロイドβ断片
を認識。神経科学研究および診断アッセイ開発に最適
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] APPウサギpAb
備考/別名	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; PP
種	ヒト
GeneID	351
免疫原	ヒトAβ42（NP_000475.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P05067
タンパク質分子量	87kDa
発送	保冷バッグ