


ウエスタンブロット、Elisa用 Anti-Appbp2 ウサギポリクローナル抗体 - Q92624

商品番号: CM0022566



前書き

APPBP2

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。タンパク質ユビキチン化におけるCul2基質認識コンポーネントであるアミロイドタンパク質結合タンパク質2を標的とします。研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APPBP2 ウサギ pAb
備考/別名	PAT1; APP-BP2; HS.84084; APPBP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10513
GeneID	10513
免疫原	ヒトAPPBP2 (NP_006371.2) のアミノ酸386-585に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92624
タンパク質分子量	67kDa
発送	保冷バッグ