


Appl1 抗ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Ukg1

商品番号: CM0011206



前書き

APPL1

ウサギモノクローナル抗体はWBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞シグナル伝達と免疫応答に関与する多機能アダプタータンパク質APPL1を標的とし、エンドソーム輸送と代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APPL1 ウサギmAb
別名	APPL; MODY14; DIP13alpha; APPL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26060
遺伝子ID	26060
免疫原	合成ペプチド ヒトAPPL1 (Q9UKG1) のアミノ酸350-450領域の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKG1
タンパク質分子量	80 kDa
発送方法	保冷剤