


抗Aprtウサギモノクローナル抗体（Kd検証済）Wb、If/Icc、Elisa用 - P07741

商品番号: CM0010181



前書き

ヒトAPRTを対象としたウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。プリンサルベージ経路の重要な酵素であるアデニンホスホリボシルトランスフェラーゼを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] APRT ウサギmAb
備考/別名	AMP; APRTD
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	353
GeneID	353
免疫原	組換えタンパク質；ヒトAPRT（NP_000476.1）のアミノ酸1-180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07741
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	氷袋梱包