


ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Aprt ウサギポリクローナル抗体 - P07741

商品番号: CM0025922



前書き

ヒトAPRT（アデニンホスホリボシルトランスフェラーゼ）を標的とするバリデート済みウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適し、マウスと交差反応性あり。ヌクレオチド代謝および疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APRT ウサギ pAb
備考/別名	AMP; APRTD; APRT
種	ヒト
GeneID	353
免疫原	ヒトAPRT（NP_000476.1）のアミノ酸1-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P07741
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ