


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Aprtウサギポリクローナル抗体 - P07741

商品番号: CM0017382



前書き

ヒトAPRTに対するウサギポリクローナル抗体で、W B、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのAPRT（20 kDa）を認識します。AMPサルベージ経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APRT Rabbit pAb
備考/別名	AMP, APRTD, APRT
対象種	ヒト
遺伝子ID	353
免疫原	ヒトAPRT（NP_000476.1）のアミノ酸1-180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07741
タンパク質分子量	20 kDa
発送	保冷剤