


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Aptxウサギポリクローナル抗体 - Q7Z2E3

商品番号: CM0029334



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、IP、ELISAアプリケーションで検証済みのAPT_Xウサギポリクローナル抗体。ヒトアプラタキシン（分子量41 kDa）に特異的に反応します。DNA修復、塩基除去修復、神経変性疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APT _X ウサギ pAb
備考/別名	AOA; AOA1; AXA1; EAOH; EOAHA; FHA-HIT; APT _X
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54840
GeneID	54840
免疫原	ヒトAPT _X (NP_001182178.1) のアミノ酸93-342に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q7Z2E3
タンパク質分子量	41kDa
配送	保冷バッグ