

## Ihc-P、Elisa用 抗Aqp2 ポリクローナル抗体 - P41181

商品番号: CM0015569



## 前書き

ヒトAQP2を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-

PおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応性あり。29kDaのタンパク質を検出。腎臓の水分恒常性および集合管研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | AQP2 ウサギ pAb                                                    |
| 備考/別名      | NDI2; AQP-CD; WCH-CD; AQP2                                      |
| 種          | ヒト                                                              |
| 遺伝子ID (ヒト) | 359                                                             |
| 遺伝子ID      | 359                                                             |
| 免疫原        | 組換えタンパク質：ヒトAQP2 (NP_000477.1) のアミノ酸147-271に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                             |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                       |
| 適用         | IHC-P、ELISA                                                     |
| 交差反応性      | マウス                                                             |
| SWISS      | P41181                                                          |
| タンパク質分子量   | 29kDa                                                           |
| 発送         | 保冷バッグ                                                           |