

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Aqp2ポリクローナル抗体 - P41181

商品番号: CM0021623



前書き

AQP2 Rabbit pAbは、WB、IF-P、IHC-P、ELISAに対応するポリクローナル抗体です。ヒトAQP2を検出し、マウス、ラットと交差反応性を示します。腎水輸送および尿崩症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AQP2 Rabbit pAb
備考/別名	NDI2; AQP-CD; WCH-CD; AQP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	359
GeneID	359
免疫原	ヒトAQP2 (NP_000477.1) のアミノ酸147～271番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41181
タンパク質分子量	29kDa
配送方法	保冷剤