

Wb、If-P、Elisa用 抗Aqp3 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q92482

商品番号: CM0029804

前書き

ヒトAQP3に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。上皮および皮膚研究におけるグリセロール、水、H2O2輸送に不可欠なアクアポリン-3を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AQP3 ウサギ pAb
備考/別名	GIL; AQP-3; AQP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	360
GeneID	360
免疫原	ヒトAQP3 (NP_004916.1) のアミノ酸178-292に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92482
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷バッグ