


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Aqp5 ラビットモノクローナル抗体 - P55064

商品番号: CM0007557



前書き

ヒトAQP5に対するラビットモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。水分輸送、唾液腺機能、皮膚保湿の研究に適しています。分子量28 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AQP5 Rabbit mAb
備考/別名	PPKB; AQP-5; AQP5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	362
GeneID	362
免疫原	ヒトAQP5 (NP_001642.1) のアミノ酸165-265領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55064
タンパク質分子量	28 kDa
配送	氷袋