


Anti-Aqp5 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P55064

商品番号: CM0025545



前書き

アクアポリン-

5（AQP5）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。唾液腺機能、調節性体積減少、エクリン汗腺の生物学における水チャネルの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AQP5 Rabbit pAb
備考/別名	PPKB; AQP-5; AQP5
種	ヒト
遺伝子ID	362
免疫原	ヒトAQP5（NP_001642.1）のアミノ酸166-265に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55064
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスパック