

Anti-Aqp9 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O43315

商品番号: CM0025049

前書き

ヒトAQP9に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。グリセロール/水輸送、肝糖新生、およびヒ素毒性の研究に。 - O43315

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AQP9 Rabbit pAb
備考/別名	SSCI, AQP-9, T17287, HsT17287, AQP9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	366
GeneID	366
免疫原	ヒトAQP9 (NP_066190.2) のアミノ酸211-295に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43315
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋