

Anti-Aqr ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O60306

商品番号: CM0027331



前書き

RNAヘリカーゼアクエリアス(AQR/IBP160)を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットを対象としたWB、IHC-P、ELISAに適しています。本抗体はpre-mRNAスプライシング、snRNP生合成、およびRNAヘリカーゼ活性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AQR ウサギpAb
別名/略称	IBP160; fSAP164; AQR
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9716
GeneID	9716
免疫原	ヒトAQR (NP_055506.1) のアミノ酸400-700番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60306
タンパク質分子量	171kDa
輸送方法	保冷剤