

Anti-Aquaporin-1 (Aqp1) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P29972

商品番号: CM0012288



前書き

ヒトAquaporin-1 (AQP1)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内在性AQP1を検出します。水分恒常性および膜輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Aquaporin-1 (AQP1) Rabbit mAb
備考/別名	CO; CHIP28; AQP-CHIP; Aquaporin-1 (AQP1)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	358
GeneID	358
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29972
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスパック