


Wb、If、Ihc、Elisa用抗アクアポリン-1 (Aqp1) ウサギポリクローナル抗体 - P29972

商品番号: CM0021322



前書き

ヒトアクアポリン-

1 (AQP1) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。水チャネルおよび輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	アクアポリン-1 (AQP1) ウサギpAb
備考/別名	CO; CHIP28; AQP-CHIP; アクアポリン-1 (AQP1)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	358
GeneID	358
免疫原	合成ペプチド ヒトアクアポリン-1 (AQP1) (NP_932766.1) のアミノ酸200~269内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29972
タンパク質分子量	29 kDa
配送	保冷バッグ