

## 抗アクアポリン-10 (Aqp10) ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q96Ps8

商品番号: CM0029817



### 前書き

ヒトアクアポリン-10 (AQP10)

に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスに反応します。約32

kDaのバンドを検出し、グリセロール輸送および代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 説明                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | AQP10 ウサギ pAb                                           |
| 備考/別名       | AQPA_HUMAN; AQP10                                       |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 89872                                                   |
| GeneID      | 89872                                                   |
| 免疫原         | ヒトAQP10 (NP_536354.2) のアミノ酸209-301に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| 適用          | WB, ELISA                                               |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                  |
| SWISS       | Q96PS8                                                  |
| タンパク質分子量    | 32kDa                                                   |
| 発送          | 保冷バッグ                                                   |