

抗アクアポリン3（Aqp3）ウサギポリクローナル抗体 Ihc-P、Elisa用 - Q92482

商品番号: CM0026505

前書き

ヒトアクアポリン3（AQP3）に対するウサギポリクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAでの検証が完了しています。グリセロール/水輸送に関与する32 kDaの糖タンパク質を検出し、皮膚および腎臓のバイオマーカー研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	AQP3 Rabbit pAb
別名	GIL; AQP-3; AQP3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	360
遺伝子ID	360
免疫原	ヒトAQP3（NP_004916.1）のアミノ酸193～292領域の配列に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q92482
タンパク質分子量	32kDa
配送方法	保冷剤梱包